

Hygiene

Diasteril®

Heißdesinfektionsmittel für Hämodialysegeräte



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Diasteril®

Heißdesinfektionsmittel für Hämodialysegeräte


Das alternative Heißdesinfektionsmittel auf Basis von Hydroxyessigsäure.

Diese physiologische Säure kommt in der Natur in Weintrauben, Zuckerrohr und dem Fett der Schafwolle vor.

- Entkalkende und reinigende Wirkung
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid, viruzid (inkl. HBV/HCV/HIV).¹⁻⁴
- Geruchlos und nicht flüchtig
- Biologisch abbaubar
- keine Auskristallisierung

Desinfektionsmittelrückstände-Test

Der Test auf Desinfektionsmittelrückstände wird nach Abschluss des Desinfektionsprogrammes mit pH-Indikatorstreifen pH-Fix 3.6-6.1 (Art.-Nr. 628 816 1) durchgeführt.



Spezifikation

Zusammensetzung

100 g Diasteril enthalten 21,3 g Hydroxyessigsäure

Lagerung

Lagerbedingungen +5 to +30 °C

Haltbarkeit des Originalbehältnisses 4 Jahre

Bestellinformation

Artikel	Menge	Sprache	Art.-Nr.
Diasteril®	6 Liter	GB/IE/P/F/GR	508 565 1
Diasteril®	6 Liter	D/NL/F/I/SK/CZ	508 564 1
Diasteril®	6 Liter	RU/SK/RO/PL/CZ/SLO	508 566 1

Literatur

1. Solbach W, Ohgke H: Überprüfung der sporoziden Wirksamkeit des Präparats Diasteril bei 85 °C im Dialysegerät Fresenius 5008; Institut für Med. Mikrobiologie und Hygiene, Universität zu Lübeck, 20.12.2002
2. Solbach W, Ohgke H: Prüfung des Desinfektionsmittel-Restgehaltes nach Spülung mit Osmoseflüssigkeit im ONLINE plus Dialysegerät 5008; Institut für Med. Mikrobiologie und Hygiene, Universität zu Lübeck, 19.12.2002
3. Solbach W, Ohgke H: Überprüfung der sporoziden Wirksamkeit des Präparats Diasteril bei 85 °C im Dialysegerät 5008 S mit ONLINE plus; Institut für Med. Mikrobiologie und Hygiene, Universität zu Lübeck, 12.07.2006
4. Solbach W, Keller R: Prüfung des Desinfektionsmittel-Restgehaltes von Diasteril in dem Dialysegerät ESS mit Hydraulik ONLINE plus inklusive 1x Säure-ZKV; Institut für Med. Mikrobiologie und Hygiene, Universität zu Lübeck, 14.11.2006

Weitere Gutachten sind auf Anfrage erhältlich.



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Firmensitz: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Deutschland
Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191

Österreich: Fresenius Medical Care Austria GmbH · Lundenberggasse 5 · 1210 Wien
Telefon: +43 (0) 1-2923501 · Fax: +43 (0) 1-292350185 · E-mail: fmc.austria@fmc-ag.com

Schweiz: Fresenius Medical Care (Schweiz) AG · Aawasserstrasse 2 · 6370 Oberdorf NW
Telefon: +41 (0) 41-6195050 · Fax: +41 (0) 41-6195080 · E-mail: info.ch@fmc-ag.com

www.fmc-ag.com