



bibag® – das On-line Bicarbonat Trockenkonzentrat für die Hämodialyse

für Fresenius Medical Care Dialysegeräte

Die beste Lösung

Nutzen Sie alle Vorteile, die bibag® bietet:

Trockenkonzentrat

- klein und leicht
 - einfache Handhabung
 - beansprucht wenig Lagerplatz
 - geringer Transportaufwand
- chemisch stabil
 - lange Haltbarkeit

On-line Trockenkonzentrat

- Auflösung direkt am Gerät unmittelbar vor der Anwendung
 - beugt bakteriellem Wachstum vor
 - sichere Dialysebehandlung

Einzigartige zusätzliche Vorteile

- flexibler Beutel
 - minimales Abfallvolumen
 - einfach zu entsorgen
 - umweltfreundlich
- Automatisches Entleerungsprogramm nach der Behandlung
 - kein Verschütten und Tropfen bei der Diskonnektion
 - kein manuelles Entfernen von Restwasser
 - optimale Hygiene



Spezifikationen

Verpackung:	Stück/Karton	Kartons/Palette
bibag® 650 g / 700 g	16	56
bibag® 950 g	12	56

bibag® Material: PP/PE, Haltbarkeit: 3 Jahre, CE-zertifiziert

Bestellinformation

	Gewicht/Beutel	Art. Nr.
bibag®	650 g	508 992 1
bibag®	700 g	508 507 1
bibag®	950 g	508 991 1
bibag® 5008	650 g	506 078 1
bibag® 5008	900 g	506 080 1



Fresenius Medical Care

Deutschland: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191
Firmensitz: Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v. d. H.

Österreich: Fresenius Medical Care Austria GmbH · Lundenburgergasse 5 · 1210 Wien · Telefon: +43 (0) 1-2923501 · Fax: +43 (0) 1-292350185 · E-mail: fmc.austria@fmc-ag.com

Schweiz: Fresenius Medical Care (Schweiz) AG · Spichermatt 30 · 6370 Stans · Telefon: +41 (0) 41-6195050 · Fax: +41 (0) 41-6195080 · E-mail: info.ch@fmc-ag.com

www.fmc-ag.com